

測定試料の取り扱いについて

2006年5月1日
(株)生体分子計測研究所
計測グループ

配送の際、お手数ですが内容物を記した書類を同封下さい。なお試料の授受に関しフォームをお持ちの場合は事前にお知らせ下さい。

ご依頼後(受注後)配送されました試料は弊社へ到着から測定終了まで弊社室温の保管庫にて保管いたします。温度・湿度その他指定の保管条件がある場合には予めご連絡下さい。

加工方法・調製方法で不明な点が生じ、ご連絡差し上げる場合がございますのでよろしくお願い申し上げます。

弊社にて切断・固定など加工が必要な試料および調製が必要な溶液に懸濁された試料は余剰分を含め測定報告書・納品書と併せて返却いたします。

返却方法は基本的に弊社へ配送された時と同条件にて行います。他の方法をご希望の場合は事前にお申し付け下さい。